



### Stacja dokująca do 4 pomp B.BRAUN SPACE 8713140 (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez wbudowany akumulator NiMH 4,8V / 1,9Ah - **możliwość wymiany na nowy za dodatkową opłatą,**
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 80 VA,
- Posiada wygodny uchwyt do przemieszczania,
- Stacja wyposażona w systemem alarmów akustycznych,
- Stacja posiada regulacje głośności alarmów,
- Posiada miejsce montażowe do uchwytu za pomocą którego możliwy jest montaż na statywie (**Brak uchwytu w zestawie**),
- Brak pomp w zestawie - **możliwość doposażenia w pompy infuzyjne (objętościowe) B. BRAUN INFUSOMAT SPACE za dodatkową opłatą,**
- Wymiary: 15 x 27 x 34 cm.
- Waga: 4 kg,
- Kat 03,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania: Raty, Leasing, Pożyczka.

