



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67
E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006
kw@praiston.pl



Ręczny analizator immunologiczny COVID-19 LANSIONBIO LS-4000/LIFETEST (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji P.R.C.,
- Zasilanie: Trzy baterie litowe 18650: DC 3,7 V, 2200 mAh (czas czuwania 72 h),
- Częstotliwość 50/60 Hz,
- **Analizator LS - 4000** wykorzystuje zaawansowaną metodę TRFIA dla **COVID-19**, in vitro, ilościowe wykrywanie bi-markerów cukrzycy, stany zapalne, choroby układu krążenia, hormony, choroby żołądka, choroby nerek, guzy itp.
- Menu w języku angielskim,
- **Posiada możliwość testowania COVID-19 czterema rodzajami testów:**
 - Nasal Antigen (wymaz z nosa),
 - Saliva Antigen (wymaz ze śliny),
 - Neutralising Antybody (ilość przeciwciał u poszczepionkowców i ozdrowieńców),
 - IgG/IgM (wymaz z nosa na obecność przeciwciał),
- **Ponadto analizatorem LS- 4000 można badać następujące parametry:**
 - Hormony:
 - AMH
 - TSH
 - T3
 - T4
 - LH
 - GH
 - FSH
 - PRL
 - β-HCG
 - 25-OH-D₃
 - Monitorowanie stanu zapalnego:
 - CRP
 - SAA
 - PCT
 - Parametry sercowe:
 - Myo,
 - cTnl
 - CK-MB
 - D-Dimer
 - NT-proBNP
 - H-FABP
 - Parametry żołądkowe:
 - PGI
 - PGI1
 - G-17
 - Inne:
 - HbA1C
 - PSA
- Testy są rekomendowane przez WHO i znajdują się na liście FIND https://www.finddx.org/covid-19/pipeline/?section=immunoassays#diag_tab
- Testy są również rekomendowane przez EU i znajdują się na liście diagnostyki COVID-19 https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices/14?marking=Yes&principle=ImmunoAss-y-Antigen&%C2%ADformat=Rapid%20diagnostic%20test&manufacturer=&text_name=#form_content
- Posiadają certyfikowaną walidację szwajcarskiego instytutu CBTMIB, z której wynika że mają 100% czułości i 100% specyficzności,
- **Specyfikacja:**
 - Metoda badania: Immunologiczna fluorescencja rozdzielcza w czasie (TRFIA),
 - Próbką: Surowica / Osocze / Krew Pełna / Mocz,
 - Przechowywanie danych: 50 000 wyników,
 - Wyświetlacz: kolorowy dotykowy LCD 5,0", o rozdzielczości 1280x720,
 - System informacji: RS232, USB Typ - C, Wi-Fi i Bluetooth i 4G,
- **Zastosowanie:**
 - Śmigłowiec ratunkowy,
 - Ratownictwo na świeżym powietrzu,
 - Apteczka pierwszej pomocy,
 - Karetka pogotowia,
 - Ratownictwo polowe,
 - Rodzinna opieka zdrowotna,
- Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- Wymiary: 8,5 x 19,1 x 4,5 cm,
- Waga: 0,6 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

