



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Elektrody jednorazowe SKINTACT DF27NC (Produkt nowy)**

- Nowe,
- Produkcji austriackiej,
- **Data ważności: 2021-10-10,**
- Elektrody wielofunkcyjne są akcesoriami urządzeń do defibrylacji, stymulacji, monitorowania i kardiowersji, typu preconnect - z wystającym kablem,
- Elektrody nakłada się na klatkę piersiową pacjenta w celu monitorowania, dostarczania wstrząsu defibrylacyjnego lub stymulacji, zależnie od wskazań medycznych,
- **Elektrody kompatybilne z defibrylatorami firmy Philips Heartstart:**
  - FR2,
  - FR2+,
  - FR3,
  - MRx,
  - XL,
  - XL+.
  - HEARTSTREAM FORERUNNER,
- Posiadają specjalną warstwę żelu, która eliminuje ryzyko poparzeń i rozproszenia impulsu elektrycznego podczas defibrylacji,
- Instrukcja obsługi wielojęzyczna w tym język polski,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 1 miesiąc na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

