



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Pompa do laparoskopii AESCULAP PROMIS LINE FLUID 2 (Rekondycjonowany (używany))**

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Pobór mocy: 70 W,
- **PROMIS LINE FLUID 2** to zaawansowany system zapewniający maksymalne bezpieczeństwo pacjenta. Dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze, poprawia komfort i bezpieczeństwo pracy, a tym samym zapewnia pełną funkcjonalność,
- Maksymalna moc splotkiwania i ssania: 500 mmHg,
- Zakres przepływu: 0 - 1000 ml / min,
- Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- Wymiary: 32 x 30 x 13 cm,
- Waga zestawu: 9 kg,
- Kat 02,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

