



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Zestaw endoskopowy OLYMPUS (CLV-S40, OTV-S7) (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji japońskiej,
- **W skład zestawu wchodzi:**
 - **Kamera endoskopowa OLYMPUS VISERA OTV-S7:**
 - Używana, stan techniczny idealny,
 - Produkcji japońskiej,
 - Zasilanie 230 V,
 - Częstotliwość 50/60 Hz,
 - Moc: 70 VA,
 - Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,
 - Foliowany panel sterowania,
 - TV type: PAL,
 - **Funkcje endoskopu:**
 - Funkcja WHITE BALANCE - Automatyczny balans bieli,
 - +/- 8 stopni regulacja natężenia światła,
 - Funkcja „freeze”,
 - **Wyjścia:**
 - 1 x BNC wyjście,
 - 2 x Y/C wyjście,
 - RGB,
 - H.COPY,
 - VTR REMOTE,
 - SYSTEM,
 - KLAWIATURA,
 - LIGHT CONTROL,
 - Posiada regulację ostrości,
 - Wymiary: 29,5 x 38 x 9,5 cm,
 - Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
 - **Źródło światła OLYMPUS Model VISERA CLV-S40:**
 - Używane, stan techniczny bardzo dobry,
 - Produkcji japońskiej,
 - Zasilanie: 230 V,
 - Częstotliwość: 50/60 Hz,
 - Moc: 3 A,
 - Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,
 - Foliowany panel sterowania,
 - Przystosowane do endoskopów giętkich i sztywnych,
 - Światło ksenonowe,
 - **Żarówki:**
 - Ksenonowa MD-631 o mocy 300 W - oświetlenie główne,
 - Halogenowa o mocy 150 W - oświetlenie awaryjne,
 - Żywotność lampy: ok. 500 godzin ciągłego użytkowania,
 - Wbudowana pompka powietrza z elektroniczną regulacją mocy,
 - Automatyczna kontrola jasności,
 - 16-stopniowa regulacja natężenia światła,
 - **Wyjścia:**
 - VIDEO IN,
 - VIDEO OUT,
 - H.COPY,
 - SYSTEM,
 - LIGHT CONTROL,
 - Wymiary: 37 x 41 x 14 cm,
 - Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
 - **Klawiatura OLYMPUS Model N860-8745-T402, MAJ-1124 dla kamery endoskopowej OTV-S7V,**
 - **Przewód Light Control (MH-988),**
- Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- Waga zestawu: 19,5 kg,
- **Gwarancja:**
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

