



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Zestaw endoskopowy OLYMPUS (CLV-S40, OTV-S7) (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji japońskiej,
- **W skład zestawu wchodzi:**
  - **Kamera endoskopowa OLYMPUS VISERA OTV-S7:**
    - Używana, stan techniczny idealny,
    - Produkcji japońskiej,
    - Zasilanie 230 V,
    - Częstotliwość 50/60 Hz,
    - Moc: 70 VA,
    - Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,
    - Foliowany panel sterowania,
    - TV type: PAL,
    - **Funkcje endoskopu:**
      - Funkcja WHITE BALANCE - Automatyczny balans bieli,
      - +/- 8 stopni regulacja natężenia światła,
      - Funkcja „freeze”,
    - **Wyjścia:**
      - 1 x BNC wyjście,
      - 2 x Y/C wyjście,
      - RGB,
      - H.COPY,
      - VTR REMOTE,
      - SYSTEM,
      - KLAWIATURA,
      - LIGHT CONTROL,
    - Posiada regulację ostrości,
    - Wymiary: 29,5 x 38 x 9,5 cm,
    - Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
  - **Źródło światła OLYMPUS Model VISERA CLV-S40:**
    - Używane, stan techniczny bardzo dobry,
    - Produkcji japońskiej,
    - Zasilanie: 230 V,
    - Częstotliwość: 50/60 Hz,
    - Moc: 3 A,
    - Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,
    - Foliowany panel sterowania,
    - Przystosowane do endoskopów giętkich i sztywnych,
    - Światło ksenonowe,
    - **Żarówki:**
      - Ksenonowa MD-631 o mocy 300 W - oświetlenie główne,
      - Halogenowa o mocy 150 W - oświetlenie awaryjne,
    - Żywotność lampy: ok. 500 godzin ciągłego użytkowania,
    - Wbudowana pompka powietrza z elektroniczną regulacją mocy,
    - Automatyczna kontrola jasności,
    - 16-stopniowa regulacja natężenia światła,
    - **Wyjścia:**
      - VIDEO IN,
      - VIDEO OUT,
      - H.COPY,
      - SYSTEM,
      - LIGHT CONTROL,
    - Wymiary: 37 x 41 x 14 cm,
    - Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
  - **Klawiatura OLYMPUS Model N860-8745-T402, MAJ-1124 dla kamery endoskopowej OTV-S7V,**
  - **Przewód Light Control (MH-988),**
- Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- Waga zestawu: 19,5 kg,
- **Gwarancja:**
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

