



Diatermia mikrofalowa RECO RECOMED R12-200P (Rekondukcjonowany (używany))

- Używane, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Pobór mocy: 700 VA,
- Przy dobrej penetracji tkanki tłuszczowej, szczególnie podstawowa tkanka mięśniowa jest ogrzewana. Jednak następuje również znaczące ocieplenie skóry, a tym samym pobudzenie krążenia krwi,
- Terapia mikrofalowa jest uniwersalną zasadą terapeutyczną i może być łączona z wieloma innymi formami terapii,
- Ostre choroby wymagają niskiej dawki o krótkim czasie leczenia, w tym zwłaszcza stany zapalne i urazy, natomiast w chorobach przewlekłych wymagana jest większa dawka i dłuższy czas leczenia,
- Bardzo niskie dawkowanie, przy którym nie występuje uczucie ciepła, tak zwane dawkowanie atermiczne, jest zalecane w leczeniu układu hormonalnego i RES, w celu promowania obrony organizmu. Optymalny efekt głębokości dzięki impulsom o wysokiej mocy szczytowej,
- Łatwa i intuicyjna obsługa,
- Pamięć programu,
- Częstotliwość nominalna: 2450 MHz \pm 50 MHz,
- Średnia moc: 5 - 200 W (regulowana w 12 krokach),
- Częstotliwość impulsów: 1 - 50 impulsów na sekundę,
- Czas leczenia: 1 - 30 minut,
- **Tryby pracy:**
 - Tryb pulsacyjny (P) - dowolny wybór mocy,
 - Tryb pracy ciągłej (C) - 5/10/15/25/35/50/70/100/120/150/170/200 W,
- Wymiary: 40 x 79 x 30 cm,
- Waga: 38 kg,
- Kat 02,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka

