



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



### **Zagłówek FAMED ŻYWIEC WS-58.5 (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji polskiej,
- Materac z poliuretanu w kolorze czarnym,
- Konstrukcja metalowa wykonana ze stali nierdzewnej,
- Zintegrowany blok mocujący,
- Powierzchnia materaca o wymiarach: 52 x 29 x 5 cm,
- Materac posiada małą dziurkę na dole tapicerki, uszkodzenie nie wpływa w żadnym stopniu na użytkowanie,
- Wymiary: 52 x 41,5 x 10 cm
- Waga: 7 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

