



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Łóżko rehabilitacyjne VOLKER 3080 S (Rekondycjonowany (używany))

- Używane,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Moc: 150 VA,
- **Völker 3080 S** to łóżko szpitalne, które spełnia szeroki zakres wymagań dotyczących powszechnego zastosowania w klinikach i szpitalach,
- Dzięki pomyślnemu połączeniu formy i funkcji łóżko może zapewnić pacjentowi większy komfort, jednocześnie umożliwiając opiekunom bezpieczną i wydajną pracę,
- Pozwala pacjentom łatwiej przejść przez różne kroki powrotu do zdrowia, oraz do ogólnego lepszego samopoczucia pacjenta. Przy wsparciu opiekunów - od siedzenia w pozycji Comfort Chair poprzez wstawanie i wstawanie z łóżka bezpiecznie,
- Posiada certyfikat zgodności z kategorią ochrony IPX4 (standard pomiaru wodoodporności),
- **Opatentowany system szyny bocznej Völker:**
  - Cztery niezależne barierki boczne poruszające się zgodnie z profilem leżącej powierzchni, które są podzielone po obu stronach i mogą być dostosowane do jednego lub dwóch poziomów.
  - Główną zaletą tego rozwiązania jest to, że użytkownicy są nadal chronieni przed upadkiem z łóżka, nawet w pozycji siedzącej. Dzięki temu pacjenci czują się odpowiednio chronieni przed przypadkowym wytaczaniem się z łóżka. Boczne szyny są bardzo wszechstronne i wytrzymałe, mogą również pomóc w rehabilitacji,
- **Komfortowy system mikrostimulacji Völker MiS:**
  - System wykrywa nawet niewielkie ruchy wykonane przez pacjenta. Następnie leżąca powierzchnia oddaje je z powrotem przez materac do ciała pacjenta poprzez stymulację dotykową. To reagujące sprzężenie zwrotne wspomaga spontaniczne ruchy i mikrokrążenie w tkankach pacjenta, aby poprawić krążenie krwi. Może to prowadzić do większego komfortu, lepszego snu i zwiększonej mobilności. Pacjenci mogą dobrze spać i budzić się wypoczęci,
- **Funkcje:**
  - 3-segmentowe,
  - Sterowanie pilotem oraz wysuwany panel sterowania dla personelu,
  - Istnieje możliwość blokowania funkcji na pilocie przy pomocy haka blokującego zamocowanego do przewodu pilota,
  - Elektrycznie sterowane: góra/dół, oparcie, segment nożny, pozycja anty-Trendelenburga,
  - Dodatkowe manualne sterowanie oparciem i segmentem nożnym,
  - Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie: 42 - 80 cm,
  - Oparcie można podnieść pod kątem max 70°,
  - Górna część nogi leżącej powierzchni może być podniesiona do kąta 60°,
  - Pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie do: +/- 30°,
  - Posiada 4 wbudowane gniazda do wyciągniętych kroplówek i uchwytów pacjenta,
- Mobilne na 4 chowanych kołach,
- Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- Wymiary leża: 188 x 85 x 1,5 cm,
- Wymiary ogólne: 210 x 98 x 78 / 116 cm,
- Maksymalne obciążenie: 170 kg,
- Waga: 94 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

