



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Stacja dokująca na 6 pomp FRESENIUS KABI ORCHESTRA BASE A (Rekondycjonowany (używany))**

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji francuskiej,
- Zasilanie: 230 V
- Zasilanie awaryjne: poprzez wbudowane akumulatory 6 V - **wymienione na nowe**,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 125 VA,
- Stacja dokująca Base A jest koncentratorem danych i zasilaczem dla maksymalnie 6 modułów DPS i / lub modułów DPS Visio i / lub modułów MVP,
- Stacja posiada pęknięcie na obudowie, pęknięcie nie wpływa w żadnym stopniu na użytkowanie urządzenia,
- Pozwala na szybszą kontrolę terapeutyczną,
- Interfejs komunikacyjny zgodny z głównym oprogramowaniem PDMS,
- Wbudowany interfejs RS232,
- Jeden pojedynczy kabel zasilający dla wszystkich podłączonych modułów,
- Żywotność baterii - minimum 2 godziny,
- Wyposażona w statyw z wygodnym uchwytem do przenoszenia,
- **Brak pomp w zestawie - możliwość doposażenia w pompy infuzyjne (strzykawkowe lub kropelkowe) FRESENIUS ORCHESTRA za dodatkową opłatą,**
- Instrukcja obsługi w języku niemieckim (PDF),
- **Wymiary stacji dokującej:**
  - Wysokość: 8 cm,
  - Szerokość: 34,5 cm,
  - Głębokość: 25,5 mm,
- Wysokość wraz ze statywem: 80 cm,
- Waga stacji ze statywem: 4 kg,
- Waga stacji dokującej z pompami: 17,5 kg,
- Kat 03,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

