



Stół weterynaryjny VET H06 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Stół weterynaryjny zabiegowy model VET-H06, posiada stabilną stalową konstrukcję na regulowanych antypoślizgowych stopkach, która umożliwia swobodny dostęp do blatu,
- Całość konstrukcji pokryta jest odporną na uszkodzenia mechaniczne i zarysowania farbą proszkową,
- W standardzie stół posiada w pełni łożyskowaną hydrauliczną regulację wysokości za pomocą dźwigni nożnej oraz blat wykonany ze stali kwasoodporne
- Dodatkowo w modelu VET-H06 istnieje możliwość regulacji kąta nachylenia blatu za pomocą sprężyny gazowej.
- Standardowo stół posiada uchwyty umożliwiające montaż opcji dodatkowych,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą);**
 - Wieszak na kroplówkę,
 - Euroszyny,
 - Stolik narzędziowy,
 - Wysięgnik wzdłużny,
 - Wysięgnik poprzeczny,
 - Kółka jezdne,
 - Materac z nieprzemakalnego materiału,
 - Miska uchylna,
- **Dane techniczne:**
 - Długość całkowita: 135 cm,
 - Wysokość: 56 - 106 cm,
 - Szerokość całkowita: 65 cm,
 - Typ blatu: pogłębiony blat wykonany ze stali kwasoodporne,
 - Manualna regulacja kąta nachylenia blatu: Tak,
 - Zakres regulacji blatu: 0°-30°,
 - Maksymalny nacisk: 200 kg,
 - Waga urządzenia: 53 kg,
- Gwarancja na konstrukcję 24 miesiące,
- Gwarancja na akcesoria hydrauliczne 12 miesięcy,



