



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół weterynaryjny do RTG VET RH2 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Stół weterynaryjny zabiegowy VET-RH2, posiada stabilną stalową konstrukcję na regulowanych antypoślizgowych stopkach, która umożliwia swobodny dostęp do blatu,
- Całość konstrukcji pokryta jest odporną na uszkodzenia mechaniczne i zarysowania farbą proszkową,
- W standardzie stół posiada w pełni łożyskowaną hydrauliczną regulację wysokości za pomocą dźwigni nożnej standardzie stół posiada w pełni łożyskowaną hydrauliczną regulację wysokości za pomocą dźwigni nożnej oraz blat wykonany z tworzywa HPL przeziernego dla promieni RTG,
- Dodatkowo w modelu VET-RH2 istnieje możliwość regulacji kąta nachylenia blatu za pomocą sprężyny gazowej,
- Standardowo stół posiada uchwyty umożliwiające montaż opcji dodatkowych oraz tace na kasetę RTG z możliwością ustawienia na całej długości blatu,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą);**
 - Wieszak na kroplówkę,
 - Euroszyny,
 - Stolik narzędziowy,
 - Wysięgnik wzdłużny,
 - Wysięgnik poprzeczny,
 - Kółka jezdne,
 - Materac z nieprzemakalnego materiału,
- **Dane techniczne:**
 - Długość całkowita: 135 cm,
 - Wysokość: 58- 108 cm,
 - Szerokość całkowita: 65 cm,
 - Typ blatu: wykonany z tworzywa hpl,
 - Manualna regulacja kąta nachylenia blatu: Tak,
 - Zakres regulacji blatu: 0° - 20°,
 - Maksymalny nacisk: 150 kg,
 - Waga urządzenia: 53 kg,
- Gwarancja na konstrukcję 24 miesiące,
- Gwarancja na akcesoria hydrauliczne 12 miesięcy,

