



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Stół weterynaryjny do RTG VET RS2 (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- Stół weterynaryjny zabiegowy VET-RS2, posiada stabilną stalową konstrukcję na regulowanych antypoślizgowych stopkach, która umożliwia swobodny dostęp do blatu,
- Całość konstrukcji pokryta jest odporną na uszkodzenia mechaniczne i zarysowania farbą proszkową,
- Stół posiada stałą wysokość oraz blat wykonany z tworzywa HPL przeziernego dla promieni RTG,
- Dodatkowo w modelu VET-RS2 istnieje możliwość regulacji kąta nachylenia blatu za pomocą sprężyn gazowych,
- Standardowo stół posiada uchwyty umożliwiające montaż opcji dodatkowych,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą);**
  - Wieszak na kroplówkę,
  - Euroszyny,
  - Stółik narzędziowy,
  - Wysięgnik wzdłużny,
  - Wysięgnik poprzeczny,
  - Kółka jezdne,
  - Materac z nieprzemakalnego materiału,
- **Dane techniczne:**
  - Długość całkowita: 135 cm,
  - Wysokość: 92 cm,
  - Szerokość całkowita: 65 cm,
  - Typ blatu: wykonany z tworzywa hpl,
  - Manualna regulacja kąta nachylenia blatu: Tak,
  - Zakres regulacji blatu: 0° - 30°,
  - Maksymalny nacisk: 150 kg,
  - Waga urządzenia: 53 kg,
- Gwarancja na konstrukcję 24 miesiące,
- Gwarancja na akcesoria hydrauliczne 12 miesięcy,

