



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Leżanka zabiegowa VET L03 (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji polskiej,
- Leżanka weterynaryjna zabiegowa model VET-L03 posiada stabilną, stalową konstrukcję o stałej wysokości z możliwością wypoziomowania za pomocą wykręcanej stopki,
- Całość konstrukcji pokryta jest odporną na uszkodzenia mechaniczne i zarysowania farbą proszkową,
- Leżanka posiada pogłębiony blat wykonany ze stali kwasoodpornej,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą);**
 - Wieszak na kroplówkę,
 - Euroszyny,
 - Stolik narzędziowy,
 - Wysięgnik wzdłużny,
 - Wysięgnik poprzeczny,
 - Kółka jezdne,
 - Materac z nieprzemakalnego materiału,
- **Dane techniczne:**
 - Długość całkowita: 135 cm,
 - Wysokość: 85 cm,
 - Szerokość całkowita: 65 cm,
 - Typ blatu: pogłębiony blat wykonany ze stali kwasoodpornej,
 - Manualna regulacja kąta nachylenia blatu: Nie,
 - Maksymalny nacisk: 150 kg,
 - Waga urządzenia: 53 kg,
- Gwarancja na konstrukcję 24 miesiące,
- Gwarancja na akcesoria hydrauliczne 12 miesięcy,

