



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Leżanka weterynaryjna do RTG VET RL (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji polskiej,
- Leżanka weterynaryjna zabiegowa model VET-LR posiada stabilną, stalową konstrukcję o stałej wysokości z możliwością wypoziomowania za pomocą wykręcanej stopki,
- Całość konstrukcji pokryta jest odporną na uszkodzenia mechaniczne i zarysowania farbą proszkową,
- Leżanka posiada blat wykonany z tworzywa HPL przeziernego dla promieni RTG,
- **Dane techniczne:**
  - Długość całkowita: 135 cm,
  - Wysokość: 88 cm,
  - Szerokość całkowita: 65 cm,
  - Typ blatu: wykonany z tworzywa hp,
  - Manualna regulacja kąta nachylenia blatu: Nie,
  - Maksymalny nacisk: 150 kg,
  - Waga urządzenia: 53 kg,
- Gwarancja na konstrukcję 24 miesiące,
- Gwarancja na akcesoria hydrauliczne 12 miesięcy,

