



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Leżanka mobilna + nosze (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji polskiej,
- Leżanka mobilna + nosze - leżanka mobilna posiada stabilną, stalową konstrukcję o stałej wysokości,
- Całość konstrukcji pokryta jest odporną na uszkodzenia mechaniczne i zarysowania farbą proszkową,
- Leżanka posiada podgumowane koła skrętne o średnicy 125 mm z hamulcami,
- Nosze mają stalową konstrukcję pokrytą farbą proszkową, wypełnienie z materiału odpornego na zarysowania i łatwo zmywalnego,
- **Dane techniczne:**
  - Długość całkowita: 122 cm,
  - Wysokość: 80 cm,
  - Szerokość całkowita: 62 cm,
  - Manualna regulacja kąta nachylenia blatu: Nie,
  - Maksymalny nacisk: 150 kg,
  - Waga urządzenia: 53 kg,
- Gwarancja na konstrukcję 24 miesiące,

