



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Kleszcze biopsyjne PENTAX KW2422S (Rekondycjonowany (używany))

- Używane, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji japońskiej,
- Średnica kanału roboczego: 2,8 mm,
- Długość robocza: 2200 mm,
- Łyżeczki owalne z okienkiem,
- Bez igły,
- Autoklawowalne,
- Na uchwycie widoczne ślady użytkowania,
- Kat 01,

