



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kleszcze biopsyjne PENTAX KW2422S (Rekondycjonowany (używany))

- Używane, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji japońskiej,
- Średnica kanału roboczego: 2,8 mm,
- Długość robocza: 2200 mm,
- Łyżeczki owalne z okienkiem,
- Bez igły,
- Autoklawowalne,
- Na uchwycie widoczne ślady użytkowania,
- Kat 02,

