



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Certyfikowany Test/Testy antygenowy JOINSTAR SARS-CoV-2 (25 szt.) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji P.R.C.,
- Posiada zatwierdzony znak CE,
- **Zestaw do szybkiego testu antygenu SARS-CoV-2 (immunochromatografia ze złotą koloidalnego),**
- Produkt przeznaczony do jakościowego wykrywania obecności antygenów SARS-CoV-2 w próbkach klinicznych,
- Prosty w użyciu,
- Wygodny, nie wymaga urządzeń,
- Nie wymaga wymazu z gardła i nosa,
- Badanie wydajności śliny jamy ustnej i gardła, płwociny lub stolca,
- Szybki, wynik w 15 minut,
- Stabilny, z dużą dokładnością,
- Temperatura przechowywania: 2~30°C,
- Czulość: 95 %,
- Swoistość: 100 %,
- Wykrywa również mutacje COVID-19,
- W skład opakowania wchodzi:
  - Kasetka testowa -25 sztuk,
  - Pipeta - 25 sztuk,
  - Jednorazowe papierowe torebki do zbierania materiału próbki,
  - Butelka z roztworem do przygotowania próbki - 1 sztuka

