



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Diodowy laser do zabiegów urologicznych DORNIER MEDTECH UROBEAM D Medilas D200 (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 115 - 230 VAC,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **UroBeam D** to laser diodowy, który dzięki wysokiej mocy (od 5 do 250 W), oraz długości fali 940 nm jest urządzeniem wszechstronnym, stosowanym w urologii, ginekologii i położnictwie, ENT, chirurgii, neurochirurgii czy ortopedii,
- **Laser diodowy możemy zastosować w urologii do:**
  - Enukleacji prostaty,
  - Waporyzacji prostaty,
  - Usuwania zmian zewnętrznych genitaliów,
  - Usuwania guzów pęcherza,
  - Nacięć,
  - Zwężenia moczowodów,
- **Zalety:**
  - Laser o mocy do 250 W,
  - Idealna długość fali do absorpcji przez hemoglobinę i wodę - efektywna resekcja prostaty,
  - Zielona wiązka celownicza dla wzmocnienia widoczności,
  - Zapewnia doskonałą hemostazę, minimalne krwawienie,
  - Możliwość wyświetlania parametrów pracy lasera na monitorze endoskopowym,
  - Łatwy w obsłudze i przyjazny w pracy interfejs,
  - Dotykowy 7 calowy wyświetlacz LCD,
  - Możliwość wyboru menu w języku: EN, DE, FR, ES, IT, PT,
  - Szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach medycyny,
  - Mobilny, na czterech obracanych kółkach z hamulcami,
- **Wyposażony w:**
  - Dwa uchwyty do łatwiejszego przemieszczania lasera,
  - Elastyczny uchwyt (wysięgnik) do włókien,
  - Przycisk bezpieczeństwa „STOP”,
  - Załącznik nożny,
- **W zestawie:**
  - Kluczyki - 2 szt.,
  - Włókno laserowe wielorazowe,
  - Przewód zasilający,
- Wymiary: 40 x 104 x 55 cm,
- Waga: 50 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

