



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Certyfikowany Test/Testy antygenowy LANSIONBIO COVID-19 (25 szt.) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji P.R.C.,
- Posiada zatwierdzony znak CE,
- Produkt jest przeznaczony do wykrywania antygenu białka nukleokapsydu wirusa SARS-CO-V-2 w bezpośrednich wymazach z nosa od osób, u których podejrzewa się COVID-19, w ciągu pierwszych siedmiu dni od wystąpienia objawów,
- Przeznaczone do użytku profesjonalnego, przez pracowników służby zdrowia i pracowników laboratoriów,
- Zestaw testowy antygeny COVID - 19 (test immunologiczny na suchą fluorescencję) wykorzystuje zasadę reakcji antygen-przeciwciała,
- **Specyfikacja:**
 - Czas reakcji: 15 minut,
 - Próbkę: wymaz z nosa,
 - Metodologia: Test immunologiczny suchej fluorescencji,
 - Przechowywanie : 4-30 ° C,
 - Powtarzalność: współczynnik zmienności (CV) precyzyjnych produktów referencyjnych nie powinien być mniejszy niż 15 %,
 - Precyzja między seriami: współczynnik zmienności (CV) precyzyjnych produktów referencyjnych nie może być mniejszy niż 20 %,
- **W zestawie:**
 - Pasek testowy antygeny, w szczelnie zamkniętej torebce ze środkiem osuszającym - 25 szt.
 - Probówka z odczynnikami do ekstrakcji próbek - 1 szt.
 - Fiolka do ekstrakcji próbek - 25 szt.
 - Jednorazowe sterylne waciki do wymazów z nosa - 25 szt.
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim - 1 szt.
 - Karta z kodem QR do kalibracji - 1 szt.
 - Certyfikat,
- **Testy są przystosowane do analizatorów firmy LANSIONBIO:**
 - LS - 1000,
 - LS - 2000,
 - LS - 1100,
 - LS - 2100,
 - LS - 4000,
 - LS - 7000,
 - LS - 7100,
 - LS - 7800,
 - LS - 3000,
 - LS - 3100,
- **Pasek testowy należy włożyć do analizatora bezpośrednio po pobraniu próbki. Wynik zostanie wyświetlony na ekranie i automatycznie wydrukowany,**

