



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Certyfikowany Test/Testy COVID-19 IgM/IgG LANSIONBIO (25 szt.) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji P.R.C.,
- Posiada zatwierdzony znak CE,
- Tylko do użytku profesjonalnego,
- Ten zestaw testowy przeznaczony jest do diagnostyki in vitro przeciwciał COVID-19 IgM/IgG w ludzkiej surowicy, osoczu i krwi pełnej, wykorzystując metodę immunofluorescencji,
- Po włożeniu paska testowego do analizatora, urządzenie automatycznie skanuje wstęgi i wykrywa intensywność fluorescencji złożonej emisji z obszaru testowego i kontrolnego. Analiza wartości fluorescencji służy do obliczenia zawartości wykrytych substancji,
- **Specyfikacja:**
 - Czas reakcji: 15 minut
 - Próbką: surowica, osocze i krew pełna,
 - Metodologia: Test immunologiczny fluorescencji,
 - Przechowywanie : 4-30 ° C,
- **W zestawie:**
 - Pasek testowy IgM / IgG w szczelnie zamkniętej torebce ze środkiem osuszającym - 25 szt.
 - Rozcieńczalnik do próbek - 1 szt.
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim - 1 szt.
 - Karta z kodem QR do kalibracji - 1 szt.
 - Certyfikat,
- **Testy są przystosowane do analizatorów firmy LANSIONBIO:**
 - LS - 1000,
 - LS - 2000,
 - LS - 1100,
 - LS - 2100,
 - LS - 4000,
 - LS - 7000,
- **Pasek testowy należy włożyć do analizatora bezpośrednio po pobraniu próbki. Wynik zostanie wyświetlony na ekranie i automatycznie wydrukowany,**

