



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kabel łączący do elektrochirurgii ERBE 20196-65 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej (2019 r.),
- **Kabel łączący ERBE przenosi energię elektryczną z urządzeń na instrumenty, nie zmieniając przy tym energii,**
- Przeznaczony wyłącznie do urządzeń firmy Erbe,
- **Specyfikacja:**
 - Kabel bipolarny,
 - 8/4 mm,
 - Do pincet Aesculap,
 - Wtyk zagięty,
 - Długość kabla: 4,5 m,
 - Maksymalne napięcie szczytowe: 1 kVp
- **Cechy podstawowe:**
 - Zgodność : VIO, ICC, ACC, seria T,
 - Przyłączenie: standardowe (BI 8/4),
- **Czyszczenie i przygotowanie do użycia:**
 - Czyszczenie maszynowe: max 95 °C,
 - Sterylizacja w autoklawie: max 138 °C,
- Wielojęzyczna instrukcja obsługi,
- Gwarancja: 12 miesięcy,

