



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Kabel łączący do elektrochirurgii ERBE 20196-65 (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji niemieckiej (2019 r.),
- **Kabel łączący ERBE przenosi energię elektryczną z urządzeń na instrumenty, nie zmieniając przy tym energii,**
- Przeznaczony wyłącznie do urządzeń firmy Erbe,
- **Specyfikacja:**
  - Kabel bipolarny,
  - 8/4 mm,
  - Do pincet Aesculap,
  - Wtyk zagięty,
  - Długość kabla: 4,5 m,
  - Maksymalne napięcie szczytowe: 1 kVp
- **Cechy podstawowe:**
  - Zgodność : VIO, ICC, ACC, seria T,
  - Przyłączenie: standardowe (BI 8/4),
- **Czyszczenie i przygotowanie do użycia:**
  - Czyszczenie maszynowe: max 95 °C,
  - Sterylizacja w autoklawie: max 138 °C,
- Wielojęzyczna instrukcja obsługi,
- Gwarancja: 12 miesięcy,

