



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół diagnostyczno-zabiegowy CLINNOVA Mobile 2 (NV2670-PRM-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Bardzo mocny i sztywny stół dostępny z szeroką gamą akcesoriów,
- Nadaje się do bardzo ciężkich pacjentów podczas badań i drobnych zabiegów leczniczych,
- Regulacja wysokość i oparcia za pomocą siłownika elektrycznego,
- Stół wyposażony został w podstawę Premium, bariereki boczne oraz uchwyt na papier w standardzie,

• Zalety Stołu:

- Duże kółka z hamulcem centralnym 125 mm (LWMD),
- Konstrukcja ramy zaprojektowana do łatwego wykorzystania podnośnika mobilnego,
- Rama podstawy powlekana proszkowo antybakteryjną powłoką,
- Tapicerka Easy Clean o szerokości 70 cm w standardzie,
- Wybór 15 standardowych kolorów tapicerki,
- Stół podnosi się z minimalnej do maksymalnej wysokości w zaledwie 15 sekund,

• Dane techniczne:

- Bezpieczne obciążenie robocze i udźwieg 265 kg,
- Regulowane oparcie od -20 ° do 80 °,
- Standardowa szerokość leża to 70cm wykonanego z pianki,
- Zakres regulacji wysokości stołu od 46 cm do 95 cm,

• Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):

- Otwór na twarz z zatyczką w podgłówniku (6004),
- Poduszki do barierki bocznych (para) (6002P),
- Zdejmowana podpórka pod głowę / kolana (6007),
- Teleskopowy stojak na kroplówki (6054),
- Podwójny przełącznik nożny do NV2470 i NV2670 (6207),

- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,

• Gwarancja:

- Wieczysta gwarancja na ramę,
- 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
- 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,

- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



TAPICERKI STANDARD [W CENIE]



TAPICERKI STANDARD +[ZA DOPŁATĄ]

