



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybierański
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat anesteziologiczny DATEX OHMEDA EXCEL 210 SE (Respirator/Wentylator) (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji amerykańskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Zasilany w gazy z centralnej instalacji: O₂, N₂O, AIR,
- Możliwość zasilania w gazy z dodatkowych butli O₂, N₂O lub AIR,
- Posiada dwa porty na parowniki z systemem montażowym Selectatec (S-2000) **(brak parowników w zestawie - możliwość doposażenia za dodatkową opłatą),**
- **Aparat wyposażony w:**
 - **Respirator OHMEDA Model 7000,**
 - Objętość minutowa: mieszki dla dorosłych: od 2 do 30 l/min,
 - Szybkość: od 6 do 40 BPM,
 - Stosunek I:E: 1:1 do 1:3,
 - Częstość westchnienia: co 64 oddechy po aktywacji,
 - Cykl ręczny: przycisk do ręcznego rozpoczęcia cyklu oddychania,
 - Zakres kompensacji wysokości: poziom morza do 1800 m,
 - Objętość oddechowa:
 - mieszki dorosłych: 100 do 1500 ml,
 - mieszki pediatryczne: od 0 do 300 ml,
 - Przepływ: 4 do 60 l/min,
 - Pięć oddzielnych alarmów sygnalizowanych sygnałem dźwiękowym i jasnymi czerwonymi diodami LED,
 - **Monitor gazów anesteziologicznych DATEX OHMEDA 5250 RGM,**
 - Samodzielny monitor, który oznacza ilościowo jeden z następujących 5 środków znieczulających: halotan, izofluran, enfluran, desfluran i sewofluran.
 - Daje on klinicyście szczegółowe dane śródoperacyjne dotyczące:
 - Wdech i wydech O₂, CO₂ i NO₂,
 - Objętość minutowa i oddechowa,
 - Szczytowe, minimalne i średnie ciśnienie w drogach oddechowych,
 - SpO₂ i częstość tętna,
 - Stężenie O₂ w obwodzie,
 - Posiada wyświetlacz elektroluminescencyjny i wykorzystuje technologię sterowania dotykaniem na podczerwień,
 - Możliwość wyboru menu w języku: EN, FR, DE, ES, IT,
 - **Monitor pacjenta/kardiomonitor ENVOY MENNEN MEDICAL:**
 - Używany, stan techniczny bardzo dobry,
 - Produkcji izraelskiej, (2007 r.),
 - Envoy to kardiomonitor o budowie modułowej,
 - Wyposażony w 45- dniowy „Full Disclosure”, który pozwala zachować przebieg monitorowania nawet 12-odprowadzeniowego EKG wraz ze wszystkimi pozostałymi parametrami,
 - Alarmy akustyczne i wizualne,
 - Wygodne pokrętki nawigacyjne ułatwia wprowadzanie informacji i nawigację po ekranie,
 - Menu monitora w języku polskim,
 - Menu na panelu sterowania centralki w języku angielskim,
 - **Wyposażony w następujące moduły:**
 - EKG/RSP - Nowy przewód EKG 3-odprowadzeniowy,
 - NIBP - Mankiet powietrzny + przewód powietrzny,
 - SpO₂ - Przewód wraz z czujnikiem klipsowym SpO₂,
 - Wymiary:
 - Monitor LCD NEC 1770NX-4: 37 x 19,5 x 36,5 cm,
 - Panel modułów: 31 x 21 x 15 cm,
 - Centralka sterująca: 33,5 x 42 x 9,5 cm,
 - Płynna regulacja przepływu gazów O₂, AIR, N₂O za pomocą manometrów,
 - **Układ oddechowy pacjenta DATEX OHMEDA** umieszczony na ruchomym ramieniu,
- **Aparat posiada:**
 - Błat roboczy ze stali nierdzewnej o wymiarach: 55 x 32 cm,
 - Dwie szuflady o wymiarach: 48 x 35 x 13,5 cm,
 - Szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
 - Dwa uchwyty na butle z gazami,
- **W zestawie:**
 - Wężę zasilające w gazy,
 - Układ oddechowy pacjenta,
 - Przewody zasilające,
- Mobilny na kółkach z centralnym hamulcem,
- Gabaryt ogólny: 100 x 205 x 80 cm,
- Waga: 175 kg,
- Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,
- W cenie aparatu wliczony jest dowóz, montaż sprzętu, oraz szkolenie,
- Wystawiony Paszport Techniczny przez serwisanta z uprawnieniami,
- **Na rynku krajowym (Polska) w przypadku instalacji urządzenia w terminie 30 dni od daty dostarczenia sprzętu, instalacja i szkolenie są darmowe, po przekroczeniu tego terminu te usługi będą płatne,**
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

OPIS I ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA

