



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Stół diagnostyczno-zabiegowy CLINNOVA Mobile 3 (NV3460-CLS-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Bardzo mocny i sztywny stół dostępny z szeroką gamą akcesoriów,
- Nadaje się do bardzo ciężkich pacjentów podczas badań i drobnych zabiegów leczniczych,
- Regulacja wysokość za pomocą siłownika elektrycznego, regulacja oparcia i podnóżka ręczna za pomocą sprężyny gazowej,
- Stół wyposażony został w podstawę klasyczną, szyny boczne oraz uchwyt papieru w standardzie,
- **Zalety Stołu:**
  - Duże kółka z hamulcem indywidualnym 125 mm (IBC),
  - Konstrukcja ramy zaprojektowana do łatwego wykorzystania podnośnika mobilnego,
  - Rama podstawy powlekana proszkowo antybakteryjną powłoką,
  - Tapicerka Easy Clean o szerokości 70 cm w standardzie,
  - Wybór 15 standardowych kolorów tapicerki,
  - Stół podnosi się z minimalnej do maksymalnej wysokości w zaledwie 15 sekund,
- **Dane techniczne:**
  - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwig 265 kg,
  - Regulowane oparcie od -20 ° do 80 ° wyposażone w konstrukcję zapobiegającą przytrzaśnięciu,
  - Regulowany segment podnóżka 0° do 85° wyposażony w konstrukcję zapobiegającą przytrzaśnięciu,
  - Standardowa szerokość leża to 70cm wykonanego z pianki,
  - Zakres regulacji wysokości stołu od 46 cm do 95 cm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
  - Otwór na twarz z zatyczką (6004),
  - Poduszki do barierki bocznych (para) (6003P),
  - Stabilizator kończyny górnej (6006),
  - Zdemontowana podpórka pod głowę / kolana (6007),
  - Teleskopowy stojak na kroplówki (6054),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - Wieczysta gwarancja na ramę,
  - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
  - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



TAPICERKI STANDARD (W CENIE)



TAPICERKI STANDARD (ZA DOPŁATĄ)



Widok  
70cm

65cm

52cm

60cm



-20°

+80°

+85°

0°

40cm do 95cm