



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel ginekologiczny CLINNOVA Gynae Pro (NV8583-CLS-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Regulacja wysokość fotela, oparcia, podnóżków, pochylenia i CPR za pomocą siłownika elektrycznego,
- Konstrukcja chowanego koła i regulowana nóżka zapewniają stabilność (RWD),
- Fotel jest wyposażony w podstawę klasyczną, podłokietniki boczne 6041, wsporniki nóg 6045 i uchwyt rolki papieru NV9005 w standardzie,
- Konstrukcja ramy zaprojektowana do łatwego wykorzystania podnośnika mobilnego,
- Stół w standardzie wyposażony jest w cyfrowy pilot ręczny,
- Zalety Fotela:
 - Elektryczna regulacja wysokości od 53 do 99 cm w zaledwie 15 sekund,
 - Fotel posiada pozycję Trendelenburga i Anti Trendelenburga (+/- 15°),
 - Pilot z cyfrowym wyświetlaczem dostarcza na żywo informacji o wysokości (cm), kącie przechylenia (°) i kącie nachylenia Trendelenburga (°). Obsługa przełącznikiem nożnym dostępna jako wyposażenie opcjonalne (za dopłatą),
 - Dożywotnia gwarancja na ramę i 5 lat gwarancji na wszystkie części, z wyłączeniem tapicerki,
 - Wybór 15 standardowych antybakteryjnych kolorów tapicerki,
 - Rama malowana proszkowo antybakteryjnie,
 - Wolna przestrzeń pod ramą dla przenośnego podnośnika,
 - Konstrukcja siedziska w kształcie półksiężyca, które można podnieść do czyszczenia,
 - W pełni regulowane podpórki pod nogi pacjenta,
- Dane techniczne:
 - Szerokość leża 70 cm wykonanego z pianki,
 - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwigu 285kg ,
 - Regulacja oparcia w zakresie od 0 ° do 80 °,
 - Zakres regulacji wysokości stołu od 53 cm do 99 cm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
 - Składane przedłużenie nogi (NV9042)
 - Zdemowalne przedłożenie nóg (NV9043)
 - Metalowe strzemiona do zabiegów ginekologicznych (6044)
 - 8-przyciskowy przełącznik nożny (6210)
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - Wieczysta gwarancja na ramę,
 - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
 - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

