



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Fotel ginekologiczny CLINNOVA Gynae Pro (NV8583-PRM-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Regulacja wysokość fotela, oparcia, podnóżków, pochylenia i CPR za pomocą siłownika elektrycznego,
- Konstrukcja chowanego koła i regulowana nóżka zapewniają stabilność (RWD),
- Fotel jest wyposażony w podstawę Premium, podłokietniki boczne 6041, wsporniki nóg 6045 i uchwyt rolki papieru NV9005 w standardzie,
- Konstrukcja ramy zaprojektowana do łatwego wykorzystania podnośnika mobilnego,
- Stół w standardzie wyposażony jest w cyfrowy pilot ręczny,
- Zalety Fotela:
  - Elektryczna regulacja wysokości od 53 do 99 cm w zaledwie 15 sekund,
  - Fotel posiada pozycję Trendelenburga i Anti Trendelenburga (+/- 15°),
  - Pilot z cyfrowym wyświetlaczem dostarcza na żywo informacji o wysokości (cm), kącie przechylenia (°) i kącie nachylenia Trendelenburga (°). Obsługa przełącznikiem nożnym dostępna jako wyposażenie opcjonalne (za dopłatą),
  - Dożywotnia gwarancja na ramę i 5 lat gwarancji na wszystkie części, z wyłączeniem tapicerki,
  - Wybór 15 standardowych antybakteryjnych kolorów tapicerki,
  - Rama malowana proszkowo antybakteryjnie,
  - Wolna przestrzeń pod ramą dla przenośnego podnośnika,
  - Konstrukcja siedziska w kształcie półksiężyca, które można podnieść do czyszczenia,
  - W pełni regulowane podpórki pod nogi pacjenta,
- Dane techniczne:
  - Szerokość leża 70 cm wykonanego z pianki,
  - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwigu 285kg ,
  - Regulacja oparcia w zakresie od 0 ° do 80 °,
  - Zakres regulacji wysokości stołu od 53 cm do 99 cm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
  - Składane przedłużenie nogi (NV9042)
  - Zdemowalne przedłożenie nóg (NV9043)
  - Metalowe strzemiona do zabiegów ginekologicznych (6044)
  - 8-przyciskowy przełącznik nożny (6210)
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - Wieczysta gwarancja na ramę,
  - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
  - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

