



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl


Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel diagnostyczny - zabiegowy CLINNOVA Podiatry Pro (NV0695-CLS-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Fotel ten wyposażony jest zarówno w regulowane oparcie z podłokietnikami pacjenta, jak i podwójne regulowane podnóżki,
- Nadaje się do szerokiej gamy siedzących procedur badawczych, takich jak podiatria, kliniki leczenia owrzodzeń kończyn dolnych, odlewanie ortopedyczne (gabinet gipsowy), a także idealnie nadaje się do gabinetów lekarskich i ośrodków zdrowia.
- Regulacja wysokości fotela, oparcia, podnóżków, pochylenia i CPR za pomocą siłownika elektrycznego,
- Fotel został wyposażony w duże kółka z hamulcem centralnym 125 mm (LWMD oraz w podstawę klasyczną,
- Stół jest wyposażony w dwa regulowane podłokietniki,
- Konstrukcja ramy zaprojektowana do łatwego wykorzystania podnośnika mobilnego,
- Segment nożny jest regulowany i można go wysunąć co jest przydatne dla wyższych pacjentów,
- Stół w standardzie wyposażony jest w pilot ręczny,
- Zalety Fotela:
 - Elektryczna regulacja wysokości od 53 do 99 cm w zaledwie 15 sekund,
 - Fotel posiada pozycję Trendelenburga i Anti Trendelenburga (+/- 15°),
 - Składane podłokietniki i uchwyt na rolkę papieru NV9005 w standardzie,
 - Pilot z cyfrowym wyświetlaczem dostarcza na żywo informacji o wysokości (cm), kącie przechylenia (°) i kącie nachylenia Trendelenburga (°). Obsługa przełącznikiem nożnym dostępna jako wyposażenie opcjonalne **(za dopłatą)**,
 - Dożywotnia gwarancja na ramę i 5 lat gwarancji na wszystkie części, z wyłączeniem tapicerki,
 - Wybór 15 standardowych antybakteryjnych kolorów tapicerki,
 - Rama malowana proszkowo antybakteryjnie,
 - Wolna przestrzeń pod ramą dla przenośnego podnośnika,
- Dane techniczne:
 - Szerokość leża 70 cm wykonanego z pianki,
 - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwigu 285kg ,
 - Regulacja oparcia w zakresie od 0 ° do 80 ° ,
 - Regulacja podnóżka w zakresie od 0 ° do -90 ° ,
 - Zakres regulacji wysokości stołu od 53 cm do 99 cm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
 - Dopasowane krzesło operatora (6100),
 - Dopasowane krzesło operatora premium (6150),
 - Możliwość podtrzymania baterijnego (6057)
 - Otwór na twarz z zatyczką w podgłówniku (6004),
 - 12 - przyciskowy przełącznik nożny do CLINNOVA Podiatry Pro (NV9212),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - Wieczysta gwarancja na ramę,
 - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
 - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



TAPICERKI STANDARD (W CENIE)



TAPICERKI STANDARD (ZA DOPŁATKĄ)

