



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)




## **Fotel diagnostyczny - zabiegowy CLINNOVA Podiatry Pro (NV0695-PRM-SEERSMEDICAL) (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji angielskiej,
- Fotel ten wyposażony jest zarówno w regulowane oparcie z podłokietnikami pacjenta, jak i podwójne regulowane podnóżki,
- Nadaje się do szerokiej gamy siedzących procedur badawczych, takich jak podiatria, kliniki leczenia owrzodzeń kończyn dolnych, odlewanie ortopedyczne (gabinet gipsowy), a także idealnie nadaje się do gabinetów lekarskich i ośrodków zdrowia.
- Regulacja wysokości fotela, oparcia, podnóżków, pochylenia i CPR za pomocą siłownika elektrycznego,
- Fotel został wyposażony w duże kółka z hamulcem centralnym 125 mm (LWMD oraz w podstawę Premium,
- Stół jest wyposażony w dwa regulowane podłokietniki,
- Konstrukcja ramy zaprojektowana do łatwego wykorzystania podnośnika mobilnego,
- Segment nożny jest regulowany i można go wysunąć co jest przydatne dla wyższych pacjentów,
- Stół w standardzie wyposażony jest w pilot ręczny,
- Zalety Fotela:
  - Elektryczna regulacja wysokości od 53 do 99 cm w zaledwie 15 sekund,
  - Fotel posiada pozycję Trendelenburga i Anti Trendelenburga (+/- 15°),
  - Składane podłokietniki i uchwyt na rolkę papieru NV9005 w standardzie,
  - Pilot z cyfrowym wyświetlaczem dostarcza na żywo informacji o wysokości (cm), kącie przechylenia (°) i kącie nachylenia Trendelenburga (°). Obsługa przełącznikiem nożnym dostępna jako wyposażenie opcjonalne **(za dopłatą)**,
  - Dożywotnia gwarancja na ramę i 5 lat gwarancji na wszystkie części, z wyłączeniem tapicerki,
  - Wybór 15 standardowych antybakteryjnych kolorów tapicerki,
  - Rama malowana proszkowo antybakteryjnie,
  - Wolna przestrzeń pod ramą dla przenośnego podnośnika,
- Dane techniczne:
  - Szerokość leża 70 cm wykonanego z pianki,
  - Bezpieczne obciążenie robocze i udźwigu 285kg ,
  - Regulacja oparcia w zakresie od 0 ° do 80 ° ,
  - Regulacja podnóżka w zakresie od 0 ° do -90 ° ,
  - Zakres regulacji wysokości stołu od 53 cm do 99 cm,
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
  - Dopasowane krzesło operatora (6100),
  - Dopasowane krzesło operatora premium (6150),
  - Możliwość podtrzymania baterijnego (6057)
  - Otwór na twarz z zatyczką w podgłówniku (6004),
  - 12 - przyciskowy przełącznik nożny do CLINNOVA Podiatry Pro (NV9212),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - Wieczysta gwarancja na ramę,
  - 5 lat na siłowniki hydrauliczne i elektryczne,
  - 5 lat bezwarunkowej gwarancji na wszystkie części z wyłączeniem uszkodzeń tapicerki,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka



TAPICERKI STANDARD (W CENIE )



STANDARD

TAPICERKI STANDARD +[ZA DOPŁATĄ]



PRACOWNIA

