



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Atestowane alkotesty jednorazowe TEST&DRIVE TRZEŻWY PORANEK. 2 szt./op. (Produkt nowy)

- Nowe,
- Produkcji polskiej,
- Opakowanie: kartonik,
- **2 szt. testów w opakowaniu,**
- **TEST&DRIVE są jednorazowymi alkotestami, służącymi do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu,**
- **Atestowane,**
- **Skuteczność: 98 %,**
- **Czas odczytu: 2 min,**
- **Łatwe w obsłudze,**
- Umożliwiają dokładny i szybki pomiar zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu,
- Profesjonalne, do użytku dla każdego kierowcy - jako uzupełnienie apteczki samochodowej,
- Mogą być również skutecznie wykorzystywane przez instytucje publiczne tj. policję, straż miejską, straż pożarną, wojsko, służbę zdrowia itp.
- Doskonale także dla wszystkich pracodawców, chcących mieć pewność, że ich pracownicy są bezpieczni, oraz że nikomu i niczemu nie zagrażają,
- **Test&Drive składa się z:**
 - **Rurki szklanej,**
 - **Substancji aktywnej w postaci granulatu adsorpcyjnego,**
 - **Filtrów,**
 - **Folii aluminiowych,**
 - **2 nasadek zabezpieczających,**
- Instrukcja obsługi w języku: PL, GB, DE,
- Wymiary: 98 x 11 mm,

