



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół pionizujący Wesseling ARISTO FAST (ARIST05) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji holenderskiej,
- Aristo to bardzo mocny i sztywny stół uchylny,
- Stół ma dwa silniki elektryczne które umożliwiają ustawienie leża do kąta 90°,
- W standardzie występuje dwuczściowe leże wykonane ze sklejki oraz koła z centralnym układem hamulcowym,
- Regulacja za pomocą siłowników elektrycznych
- Pacjent może być przymocowany do stołu za pomocą opcjonalnych pasów, dzięki czemu pacjent jest bezpieczny, a stół może być przechylony pod każdym kątem od 0 ° do 90 °
- Pod jakim kątem ustawiony jest stół, można zobaczyć na kątomierzu zamontowanym z boku stołu,
- Zagłówek jest regulowany w dowolnym położeniu za pomocą sprężyny gazowej. Podnóżki są indywidualnie regulowane w 6 pozycjach. W pozycji 6 podnóżki są całkowicie złożone w dół,
- **Parametry techniczne:**
 - Długość: 220 cm,
 - Szerokość: 85 cm,
 - Grubość tapicerki: 50 mm
 - Regulacja wysokości: od 53 do 103 cm,
 - Regulacja zagłówek: -35° do 90°,
 - Regulacja podnóżka: -20° do 20°,
 - Udźwig : 175 kg,
 - Bezpieczne obciążenie robocze: 175 kg,
 - Czas trwania regulacji pochylenia: 21 sek.
 - Czas trwania regulacji wysokości: 14 sek.
 - Regulowane sekcje: 1,
 - Układ hamulcowy: centralny,
 - Kółka: Ø 100 mm,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
 - Platforma robocza do Aristo z regulacją wysokości i głębokości,
 - Platforma robocza do Aristo z regulacją wysokości, głębokości i kąta,
 - Zestaw uchwytów do Aristo z regulacją wysokości,
 - Podłokietnik do Aristo z regulacją wysokości i głębokości, z regulowanymi uchwytami,
 - Podnóżek do Aristo – jedna sekcja,
 - Plastikowe podstawy nóg do zamontowania na podnóżku Aristo,
 - Pas mocujący z rzepem do mocowania pacjenta do stołu zabiegowego (180x8 cm),
 - Pas mocujący z rzepem do mocowania pacjenta do stołu zabiegowego (240x8 cm),
 - Poduszka na pas mocujący zapewnia dodatkowy komfort,
 - Bateria Linak do Jumbo – pack,
 - Uchwyt rolki papieru,
 - Otwór na nos,
 - Duża poduszka na kark,
 - Specjalna szerokość blatu 70cm,
 - Grubsza tapicerka 70mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24-miesiące,

