



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Stół zabiegowy Wesseling BASIX 3 FLEX (BAS3FEMW) (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji holenderskiej,
- Ten trzyczęściowy stół zabiegowy nadaje się do różnych celów.
- Dzięki wyposażeniu stołu w otwór na nos i system przełączników drążkowych jest idealnym stołem do fizjoterapii,
- Ze względu na podział powierzchni stołu pacjent podczas zabiegu zawsze siedzi lub leży w wygodnej pozycji.
- Dodatkowo najwyższa pozycja 115cm zapewnia każdemu możliwość stworzenia ergonomicznej powierzchni roboczej
- Stół wyposażony jest w dwie sprężyny gazowe pod sekcją środkową, co oznacza, że można osiągnąć tzw. „pozycję wypiętrzenia nerkowego”,
- W standardzie stół jest regulowany za pomocą siłownika elektrycznego, posiada koła z układem hamulcowym oraz pozycję drainage i Trendelenburga,
- **Parametry techniczne:**
  - Długość: 200 cm,
  - Szerokość: 64 cm,
  - Grubość tapicerki: 50 mm
  - Regulacja wysokości: od 45 do 115 cm,
  - Regulacja sekcja leża: 0° do -25°,
  - Regulacja zagłówka: -55° do 85°,
  - Regulacja oparcia: -25° do 85°,
  - Udźwig : 225 kg,
  - Bezpieczne obciążenie robocze: 250 kg,
  - Czas trwania regulacji wysokości: 40 sek.
  - Regulowane sekcje: 3,
  - Układ hamulcowy: centralny,
  - Kółka: Ø 75 mm,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
  - Uchwyt rolki papieru,
  - Otwór na nos,
  - Duża poduszka na kark,
  - Nożna regulacja wysokości (sterowanie z ramy),
  - Specjalna szerokość blatu 70cm,
  - Specjalna szerokość blatu 80cm,
  - Grubsza tapicerka 70mm,
  - Pokrowiec z tkaniny frotte na stoły 65-70 cm,
  - Pokrowiec z tkaniny frotte na stoły 65-70 cm z wycięciem na twarz.
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24-miesiące,

