



## Stół zabiegowy Wesseling BASIX 4T (BAS4TEMW) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji holenderskiej,
- Ten dwuczęściowy stół zabiegowy nadaje się do różnych celów.
- BasiX 4T posiada podłokietniki z regulacją wysokości obok sekcji głowy,
- Dzięki podłokietnikom pacjent może położyć ręce przy głowie i przyjąć bardzo wygodną pozycję,
- Ponieważ sekcja głowy jest również regulowana ujemnie, szyja i ramiona również mogą być dobrze ułożone,
- BasiX 4T jest również dostępny ze zwężoną częścią nóg.
- Dzięki ramie nożycowej stół ma szeroki zakres regulacji wysokości i podnosi się prosto.
- Zagłówek można regulować zarówno dodatnio, jak i ujemnie.
- W standardzie stół jest regulowany za pomocą siłownika elektrycznego, posiada koła z układem hamulcowym oraz pozycję Trendelenburga,
- **Parametry techniczne:**
  - Długość: 200 cm,
  - Szerokość: 64 cm,
  - Grubość tapicerki: 50 mm
  - Regulacja wysokości: od 45 do 115 cm,
  - Regulacja zagłówek: 0° do 85°,
  - Regulacja leża: 0° do -25°
  - Regulacja podłokietników: 0-17 cm,
  - Udźwig : 225 kg,
  - Bezpieczne obciążenie robocze: 250 kg,
  - Czas trwania regulacji wysokości: 40 sek.
  - Regulowane sekcje: 4,
  - Układ hamulcowy: centralny,
  - Kółka: Ø 75 mm,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
  - Uchwyt rolki papieru,
  - Otwór na nos,
  - Duża poduszka na kark,
  - Nożna regulacja wysokości (sterowanie z ramy),
  - Specjalna szerokość blatu 70cm,
  - Specjalna szerokość blatu 80cm,
  - Grubsza tapicerka 70mm,
  - Pokrowiec z tkaniny frotte na stoły 65-70 cm,
  - Pokrowiec z tkaniny frotte na stoły 65-70 cm z wycięciem na twarz.
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24-miesiące,

