



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Stół zabiegowy do gipsowania Wesseling PLASTER MASTER (PLASTMAST) (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji holenderskiej,
- Stół charakteryzuje wyrafinowana konstrukcja z przemyślanymi szczegółami i akcesoriami modułowymi,
- Regulacja wysokości stołu odbywa się za pomocą siłownika elektrycznego,
- Stabilna konstrukcja stalowa pokryta farbą epoksydową,
- Stół charakteryzuje wyrafinowana konstrukcja z przemyślanymi szczegółami i akcesoriami modułowymi,
- **Zalety stołu:**
  - Łatwy dostęp do sterowania,
  - Bardzo solidna rama z ciężkich metalowych elementów,
  - Wysoka stabilność - Stół spoczywa na czterech nogach w trakcie leczenia,
  - Stół staje się mobilny za pomocą sterownika nożnego,
  - Możliwość wyboru wielkości kół 75 mm lub 125 mm,
  - Nogi stołu z warstwą antypoślizgową,
- **Parametry techniczne:**
  - Długość: 212cm z nogawkami w poziomie / 165 cm z nogawkami w pionie,
  - Szerokość: 64 cm,
  - Grubość tapicerki: 50 mm
  - Regulacja wysokości: od 61 do 111 cm,
  - Regulacja oparcia: 0° do 90°,
  - Regulacja sekcji ud: 0° do 65°,
  - Regulacja sekcji podudzia: 45° do -90°,
  - Udźwig : 175 kg,
  - Bezpieczne obciążenie robocze: 200 kg,
  - Regulowane sekcje: 3,
  - Kółka: Ø 75 mm,
  - Układ hamulcowy: centralny,
  - Waga sprzętu: 150 kg,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
  - MONKEY POLE,
  - Uchwyt rolki papieru,
  - Duża poduszka na kark,
  - Nożna regulacja wysokości (sterowanie z ramy),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24-miesiące,

