



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół zabiegowy do gipsowania Wesseling PLASTER MASTER (PLASTMAST) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji holenderskiej,
- Stół charakteryzuje wyrafinowana konstrukcja z przemyślanymi szczegółami i akcesoriami modułowymi,
- Regulacja wysokości stołu odbywa się za pomocą siłownika elektrycznego,
- Stabilna konstrukcja stalowa pokryta farbą epoksydową,
- Stół charakteryzuje wyrafinowana konstrukcja z przemyślanymi szczegółami i akcesoriami modułowymi,
- **Zalety stołu:**
 - Łatwy dostęp do sterowania,
 - Bardzo solidna rama z ciężkich metalowych elementów,
 - Wysoka stabilność - Stół spoczywa na czterech nogach w trakcie leczenia,
 - Stół staje się mobilny za pomocą sterownika nożnego,
 - Możliwość wyboru wielkości kół 75 mm lub 125 mm,
 - Nogi stołu z warstwą antypoślizgową,
- **Parametry techniczne:**
 - Długość: 212cm z nogawkami w poziomie / 165 cm z nogawkami w pionie,
 - Szerokość: 64 cm,
 - Grubość tapicerki: 50 mm
 - Regulacja wysokości: od 61 do 111 cm,
 - Regulacja oparcia: 0° do 90°,
 - Regulacja sekcji ud: 0° do 65°,
 - Regulacja sekcji podudzia: 45° do -90°,
 - Udźwig : 175 kg,
 - Bezpieczne obciążenie robocze: 200 kg,
 - Regulowane sekcje: 3,
 - Kółka: Ø 75 mm,
 - Układ hamulcowy: centralny,
 - Waga sprzętu: 150 kg,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
 - MONKEY POLE,
 - Uchwyt rolki papieru,
 - Duża poduszka na kark,
 - Nożna regulacja wysokości (sterowanie z ramy),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24-miesiące,

