



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Stół zabiegowy Wesseling KOMBI ELITE (KOMEMWE) (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji holenderskiej,
- W standardzie występuje trzyczęściowe leże wykonane ze sklejki,
- Stabilna konstrukcja stalowa pokryta farbą epoksydową,
- Regulacja wysokości stołu odbywa się za pomocą siłownika elektrycznego za pomocą pilota ręcznego lub nożnego (do wyboru) oraz posiada koła z układem hamulcowym,
- Przy zastosowaniu wcięcia w blacie w dolnym segmencie stołu oraz zamontowaniu pojemnika ze stali nie rdzewnej może być stosowany w gabinetach ginekologicznych,
- **Parametry techniczne:**
  - Długość: 198 cm,
  - Szerokość: 64 cm,
  - Grubość tapicerki: 50 mm
  - Regulacja wysokości: od 42 do 112 cm
  - Regulacja sekcji głowy: -35° do 85°,
  - Regulacja sekcji środka/oparcia: 0° do 85°,
  - Regulowane sekcje: 2,
  - Udźwig : 225 kg,
  - Bezpieczne obciążenie robocze: 250 kg,
  - Czas trwania regulacji wysokości: 40 sek.
  - Układ hamulcowy: centralny,
  - Kółka: Ø 75 mm,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
  - Otwór na twarz,
  - Uchwyt rolki papieru,
  - Duża poduszka na kark,
  - Nożna regulacja wysokości (sterowanie z ramy),
  - Antypoślizgowe nakładki,
  - Specjalna szerokość blatu 70cm,
  - Specjalna szerokość blatu 80cm,
  - Grubsza tapicerka 70mm,
  - Adaptery do ramion / stopy / podnóżków,
  - Podłokietnik,
  - Zestaw podnóżków,
  - Strzemiona (zestaw),
  - Podpórki do stóp,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24-miesiące,

