



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół rehabilitacyjny Wesseling BOBATH 2 ELITE (BOB2HH110, BOB2HH120) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji holenderskiej,
- Bobath 2 Elite to największy dwuczęściowy stół z serii Bobath,
- Część zagłówka jest wyposażona w dwie sprężyny gazowe, które są obsługiwane za pomocą jednej dźwigni pod samą sekcją.
- Stoły dostępne są w rozmiarach 110 cm, 120 cm,
- Dzięki nowemu mechanizmowi nożycowemu model ten może osiągnąć najniższą pozycję 42 cm i najwyższą pozycję 112 cm,
- Dzięki mocnemu silnikowi 8000 N stół standardowo może unieść 200 kg.
- Stabilna konstrukcja stalowa pokryta farbą epoksydową,
- Regulacja wysokości stołu odbywa się za pomocą siłownika hydraulicznego,
- Stół jest dostępny tylko z kółkami i centralnym zamkiem,
- **Parametry techniczne:**
 - Długość: 200 cm,
 - Szerokość: 90 lub 100 cm,
 - Regulacja wysokości: od 42 do 112 cm,
 - Udźwig 200 kg,
 - Bezpieczne obciążenie robocze 250 kg
 - Czas trwania regulacji wysokości (sek.): 40
 - Układ hamulcowy centralny,
 - Kółka 75 Ø w mm,
 - Regulowane sekcje 1,
 - Regulacja zagłówka 0° do +85°,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
 - Uchwyt na papier,
 - Grubsza tapicerka 70 mm zamiast 50 mm,
 - Otwór na twarz w zagłówku,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24-miesiące

