



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół rehabilitacyjny Wesseling ECO-2 EKG (ECOECGHMW) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji holenderskiej,
- Dzięki podwójnym zawiasom i szerokiej dolnej ramie ten stół jest bardzo stabilny,
- W zagłówku znajduje się wycięcie o wymiarach 30x30 cm z zatyczką co sprawia że stół ten jest idealny do echokardiografii,
- Pod ramą stołu jest dużo miejsca co ułatwia współpracę z podnośnikiem pacjenta,
- Stabilna konstrukcja stalowa pokryta farbą epoksydową,
- Regulacja wysokości stołu odbywa się za pomocą siłownika hydraulicznego,
- Stół jest dostępny tylko z kółkami i hamulcem,
- W standardzie występuje dwu częściowe leże,
- **Parametry techniczne:**
 - Długość: 196 cm,
 - Szerokość: 64 cm,
 - Regulacja wysokości: od 46 do 96 cm,
 - Udźwig 175 kg,
 - Bezpieczne obciążenie robocze 225 kg
 - Czas trwania regulacji wysokości: 26 sek.
 - Regulowane sekcje: 1,
 - Regulacja zagłówka: 0° do 85°,
 - Układ hamulcowy centralny,
 - Kółka 75 Ø w mm,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
 - Uchwyt na papier,
 - Grubsza tapicerka 70 mm zamiast 50 mm,
 - Barierki boczne,
 - Duża poduszka na kark,
 - Nożna regulacja wysokości (sterowanie z ramy),
 - Specjalna szerokość blatu 70cm,
 - Specjalna szerokość blatu 80cm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24-miesiące,

