



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Stół Wesseling PLASTER E (PLASH01) (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji holenderskiej,
- Regulacja wysokości stołu odbywa się za pomocą siłownika hydraulicznego,
- Stabilna konstrukcja stalowa pokryta farbą epoksydową,
- W standardzie występuje czteroczęściowe leże wykonane ze sklejki,
- Segment nożny jest dwudzielny,
- Z długim oparciem w pozycji pionowej można stworzyć wygodną pozycję siedzącą,
- Wszystkie ruchome sekcje są regulowane za pomocą sprężyny gazowej,
- Zastosowanie stołu można rozszerzyć o różne opcje, takie jak mała drążek, podpórka pod kolana/nogi oraz szyny ze stali nierdzewnej po każdej stronie (za dopłatą),
- **Parametry techniczne:**
  - Długość:
    - 205 cm z uchwytem pacjenta na ramie,
    - 185 cm bez uchwytu pacjenta,
  - Szerokość: 60 cm,
  - Grubość tapicerki: 50 mm
  - Regulacja wysokości: od 65 do 115 cm,
  - Regulacja oparcia: 0° do 85°,
  - Regulacja sekcji nóg: -90° do 45°,
  - Udźwig : 175 kg,
  - Bezpieczne obciążenie robocze: 200 kg,
  - Czas trwania regulacji wysokości: 26 sek.
  - Regulowane sekcje: 3,
  - Kółka: Ø 75 mm,
  - Układ hamulcowy: centralny,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
  - MONKEY POLE,
  - Uchwyt rolki papieru,
  - Duża poduszka na kark,
  - Nożna regulacja wysokości (sterowanie z ramy),
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24-miesiące,

