



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół Wesseling PLASTER COMPACT (PLACOM01) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji holenderskiej,
- Regulacja wysokości stołu odbywa się za pomocą siłownika hydraulicznego,
- Stabilna konstrukcja stalowa pokryta farbą epoksydową,
- W standardzie występuje czteroczęściowe leże wykonane ze sklejki,
- Segment nożny jest dwudzielny,
- Z długim oparciem w pozycji pionowej można stworzyć wygodną pozycję siedzącą,
- Wszystkie ruchome sekcje są regulowane za pomocą sprężyny gazowej,
- Zastosowanie stołu można rozszerzyć o różne opcje, takie jak mała drążek, podpórka pod kolana/nogi oraz szyny ze stali nierdzewnej po każdej stronie (za dopłatą),
- Dzięki okrągłym nogom i grubszy profilom stół nie tylko pięknie wygląda, ale jest również bardzo mocny i stabilny,
- **Parametry techniczne:**
 - Długość: 196 cm,
 - Szerokość: 64 cm,
 - Grubość tapicerki: 50 mm
 - Regulacja wysokości: od 42 do 112 cm,
 - Regulacja oparcia: 0° do 85°,
 - Regulacja sekcji nóg: -85° do 35°,
 - Udźwig : 200 kg,
 - Bezpieczne obciążenie robocze: 250 kg,
 - Czas trwania regulacji wysokości: 40 sek.
 - Regulowane sekcje: 3,
 - Kółka: Ø 75 mm,
 - Układ hamulcowy: centralny,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
 - Duża poduszka na kark,
 - Uchwyt rolki papieru,
 - Duża poduszka na kark,
 - Nożna regulacja wysokości (sterowanie z ramy),
 - Specjalna szerokość blatu 70cm,
 - Specjalna szerokość blatu 80cm,
 - Grubsza tapicerka 70mm
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24-miesiące,

