



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Stół rehabilitacyjny Wesseling PRACTICAL 3 (PRA3HSS) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji holenderskiej,
- W standardzie występuje trzyczęściowe leże wykonane ze sklejki oraz z dzielonym segmentem nożnym,
- Stabilna konstrukcja stalowa pokryta farbą epoksydową,
- Regulacja stołu odbywa się za pomocą siłownika hydraulicznego oraz posiada koła z układem hamulcowym,
- Stół posiada pozycję Trendelenburga, drainage oraz flex-position.
- Stół został zaprojektowany tak, aby terapeuta mógł podstawić nogi pod stół, aby podejść do pacjenta jak najbliżej,
- **Parametry techniczne:**
  - Długość: 196 cm,
  - Szerokość: 70 cm,
  - Grubość tapicerki: 50 mm
  - Regulacja wysokości: od 46 do 96 cm,
  - Regulacja sekcji środkowej: 0° do 20°,
  - Regulacja zagłówka: -20° do 85°,
  - Regulacja sekcji nóg / pleców: -20° do 80°,
  - Udźwig : 175 kg,
  - Bezpieczne obciążenie robocze: 225 kg,
  - Czas trwania regulacji wysokości: 26 sek.
  - Regulowane sekcje: 3,
  - Układ hamulcowy: centralny,
  - Kółka: Ø 75 mm,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
  - Otwór na twarz,
  - Uchwyt rolki papieru,
  - Duża poduszka na kark,
  - Nożna regulacja wysokości (sterowanie z ramy),
  - Antypoślizgowe nakładki,
  - Specjalna szerokość blatu 60cm,
  - Specjalna szerokość blatu 80cm,
  - Grubsza tapicerka 70mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24-miesiące,

