



Stół rehabilitacyjny Wesseling PRACTICAL 4 (PRA4HV1) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji holenderskiej,
- W standardzie występuje czteroczęściowe leże wykonane ze sklejki z węższym blatem w segmencie nożnym,
- Stabilna konstrukcja stalowa pokryta farbą epoksydową,
- Regulacja stołu odbywa się za pomocą siłownika hydraulicznego oraz posiada koła z układem hamulcowym,
- Stół posiada pozycję Trendelenburga,
- Stół został zaprojektowany tak, aby terapeuta mógł podstawić nogi pod stół, aby podejść do pacjenta jak najbliżej,
- **Parametry techniczne:**
 - Długość: 196 cm,
 - Szerokość: 70 cm,
 - Grubość tapicerki: 50 mm
 - Regulacja wysokości: od 46 do 96 cm,
 - Regulacja sekcji głównej: 0° do 35°,
 - Regulacja zagłówek: -20° do 85°,
 - Regulacja podłokietników: 0° do 13 cm,
 - Udźwig : 175 kg,
 - Bezpieczne obciążenie robocze: 225 kg,
 - Czas trwania regulacji wysokości: 26 sek.
 - Regulowane sekcje: 4,
 - Układ hamulcowy: centralny,
 - Kółka: Ø 75 mm,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
 - Otwór na twarz,
 - Uchwyt rolki papieru,
 - Duża poduszka na kark,
 - Nożna regulacja wysokości (sterowanie z ramy),
 - Antypoślizgowe nakładki,
 - Specjalna szerokość blatu 60cm,
 - Specjalna szerokość blatu 80cm,
 - Grubsza tapicerka 70mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24-miesiące,

