



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel ginekologiczny Wesseling KOMBI ELITE (KOMEMWE) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji holenderskiej,
- W standardzie występuje trzyczęściowe leże wykonane ze sklejki,
- Stabilna konstrukcja stalowa pokryta farbą epoksydową,
- Regulacja fotela odbywa się za pomocą siłownika elektrycznego za pomocą pilota ręcznego lub nożnego (do wyboru) oraz posiada koła z układem hamulcowym,
- Przy zastosowaniu wcięcia w blacie w dolnym segmencie fotela oraz zamontowaniu pojemnika ze stali nie rdzewnej może być stosowany w gabinetach ginekologicznych,
- **Parametry techniczne:**
 - Długość: 198 cm,
 - Szerokość: 64 cm,
 - Grubość tapicerki: 50 mm
 - Regulacja wysokości: od 42 do 112 cm
 - Regulacja sekcji głowy: -35° do 85°,
 - Regulacja sekcji środka/oparcia: 0° do 85°,
 - Regulowane sekcje: 2,
 - Udźwig : 225 kg,
 - Bezpieczne obciążenie robocze: 250 kg,
 - Czas trwania regulacji wysokości: 40 sek.
 - Układ hamulcowy: centralny,
 - Kółka: Ø 75 mm,
 - Waga 90 kg,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
 - Otwór na twarz,
 - Uchwyt rolki papieru,
 - Duża poduszka na kark,
 - Nożna regulacja wysokości (sterowanie z ramy),,
 - Antypoślizgowe nakładki,
 - Specjalna szerokość blatu 70cm,
 - Specjalna szerokość blatu 80cm,
 - Grubsza tapicerka 70mm,
 - Adaptery do ramion / stopy / podnóżków,
 - Podłokietnik,
 - Zestaw podnóżków,
 - Strzemiona (zestaw),
 - Podpórki do stóp,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24-miesiące,

