



Stół endoskopowy Wesseling PRAXIS 1 JUNIOR (PRAX1JMWE) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji holenderskiej,
- W standardzie występuje jednoczęściowe leże wykonane ze sklejki,
- Stabilna konstrukcja stalowa pokryta farbą epoksydową,
- Regulacja stołu odbywa się za pomocą siłownika elektrycznego oraz posiada koła z układem hamulcowym,

• Parametry techniczne:

- Długość: 130 cm,
- Szerokość: 64 cm,
- Grubość tapicerki: 50 mm
- Regulacja wysokości: od 42 do 112 cm,
- Udźwig : 225 kg,
- Bezpieczne obciążenie robocze: 250 kg,
- Czas trwania regulacji wysokości: 40 sek.
- Układ hamulcowy: centralny,
- Kółka: Ø 75 mm,

• Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):

- Otwór na twarz,
 - Uchwyt rolki papieru,
 - Duża poduszka na kark,
 - Nożna regulacja wysokości (sterowanie z ramy),
 - Antypoślizgowe nakładki,
 - Specjalna szerokość blatu 70cm,
 - Specjalna szerokość blatu 80cm,
 - Grubsza tapicerka 70mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
 - Gwarancja 24-miesiące,

