



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół endoskopowy Wesseling PRAXIS 2 ELITE (PRAX2EMWE) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji holenderskiej,
- W standardzie występuje dwuczęściowe leże wykonane ze sklejki,
- Stabilna konstrukcja stalowa pokryta farbą epoksydową,
- Regulacja stołu odbywa się za pomocą siłownika elektrycznego oraz posiada koła z układem hamulcowym,

• Parametry techniczne:

- Długość: 198 cm,
- Szerokość: 64 cm,
- Grubość tapicerki: 50 mm
- Regulacja wysokości: od 42 do 112 cm
- Regulacja zagłówka: 0° do 85°,
- Regulowane sekcje: 1,
- Udźwig : 225 kg,
- Bezpieczne obciążenie robocze: 250 kg,
- Czas trwania regulacji wysokości: 40 sek.
- Układ hamulcowy: centralny,
- Kółka: Ø 75 mm,

• Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):

- Otwór na twarz,
 - Uchwyt rolki papieru,
 - Duża poduszka na kark,
 - Nożna regulacja wysokości (sterowanie z ramy),
 - Antypoślizgowe nakładki,
 - Specjalna szerokość blatu 70cm,
 - Specjalna szerokość blatu 80cm,
 - Grubsza tapicerka 70mm,
 - Adaptery do ramion / stopy / podnóżków,
 - Podłokietnik,
 - Zestaw podnóżków,
 - Strzemiona (zestaw),
 - Podpórki do stóp,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
 - Gwarancja 24-miesiące,



