



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Stół endoskopowy Wesseling ECO-2 EKG (ECOECGHMW) (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji holenderskiej,
- Dzięki podwójnym zawiasom i szerokiej dolnej ramie ten stół jest bardzo stabilny,
- W zagłówku znajduje się wycięcie o wymiarach 30x30 cm z zatyczką co sprawia że stół ten jest idealny do echokardiografii,
- Pod ramą stołu jest dużo miejsca co ułatwia współpracę z podnośnikiem pacjenta,
- Stabilna konstrukcja stalowa pokryta farbą epoksydową,
- Regulacja wysokości stołu odbywa się za pomocą siłownika hydraulicznego,
- Stół jest dostępny tylko z kółkami i hamulcem,
- W standardzie występuje dwu częściowe leże,
- **Parametry techniczne:**
  - Długość: 196 cm,
  - Szerokość: 64 cm,
  - Regulacja wysokości: od 46 do 96 cm,
  - Udźwig 175 kg,
  - Bezpieczne obciążenie robocze 225 kg
  - Czas trwania regulacji wysokości: 26 sek.
  - Regulowane sekcje: 1,
  - Regulacja zagłówka: 0° do 85°,
  - Układ hamulcowy centralny,
  - Kółka 75 Ø w mm,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
  - Uchwyt na papier,
  - Grubsza tapicerka 70 mm zamiast 50 mm,
  - Bariery boczne,
  - Duża poduszka na kark,
  - Nożna regulacja wysokości (sterowanie z ramy),
  - Specjalna szerokość blatu 70cm,
  - Specjalna szerokość blatu 80cm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24-miesiące,

