



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Stół endoskopowy Wesseling MONDIAL 6 (MON6EMW) (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji holenderskiej,
- Mondial 6 jest montowany na specjalnej ramie, dzięki czemu sekcje można dostosować do niemal każdej pozycji, To sprawia, że ten stół jest idealny dla fizjoterapeutów.
- Zagłówek można regulować zarówno dodatnio, jak i ujemnie.
- W standardzie stół jest regulowany za pomocą siłownika elektrycznego oraz posiada koła z układem hamulcowym,
- Stół posiada pozycję Trendelenburga, anty-Trendelenburga oraz drainage/flex.
- Model ten jest standardowo wyposażony w regulowane podłokietniki oraz wycięcie na twarz w zagłówku,
- **Parametry techniczne:**
  - Długość: 200 cm,
  - Szerokość: 64 cm,
  - Grubość tapicerki: 50 mm
  - Regulacja wysokości: od 46 do 96 cm,
  - Regulacja zagłówka: -90° do 15°,
  - Regulacja sekcji pleców: -20° do 75°,
  - Regulacja sekcji siedzącej: -25° do 75°,
  - Regulacja podłokietników: 0° do -16°,
  - Udźwig : 175 kg,
  - Bezpieczne obciążenie robocze: 225 kg,
  - Czas trwania regulacji wysokości: 27 sek.
  - Regulowane sekcje: 6,
  - Układ hamulcowy: centralny,
  - Kółka: Ø 75 mm,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
  - Uchwyt rolki papieru,
  - Duża poduszka na kark,
  - Nożna regulacja wysokości (sterowanie z ramy),
  - Specjalna szerokość blatu 70cm,
  - Specjalna szerokość blatu 80cm,
  - Grubsza tapicerka 70mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24-miesiące,



PRAISTON



PRAISTON



PRAISTON



PRAISTON



PRAISTON



PRAISTON



PRAISTON



PRAISTON



PRAISTON

