



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół endoskopowy Wesseling BASIX 4T (BAS4THMW) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji holenderskiej,
- Ten dwuczęściowy stół zabiegowy nadaje się do różnych celów.
- BasiX 4T posiada podłokietniki z regulacją wysokości obok sekcji głowy,
- Dzięki podłokietnikom pacjent może położyć ręce przy głowie i przyjąć bardzo wygodną pozycję,
- Ponieważ sekcja głowy jest również regulowana ujemnie, szyja i ramiona również mogą być dobrze ułożone,
- BasiX 4T jest również dostępny ze zwężoną częścią nóg.
- Dzięki ramie nożycowej stół ma szeroki zakres regulacji wysokości i podnosi się prosto.
- Zagłówek można regulować zarówno dodatnio, jak i ujemnie.
- W standardzie stół jest regulowany za pomocą siłownika hydraulicznego, posiada koła z układem hamulcowym oraz pozycję Trendelenburga,
- **Parametry techniczne:**
 - Długość: 200 cm,
 - Szerokość: 64 cm,
 - Grubość tapicerki: 50 mm
 - Regulacja wysokości: od 48 do 98 cm,
 - Regulacja zagłówek: 0° do 85°,
 - Regulacja leża: 0° do -25°
 - Regulacja podłokietników: 0-17 cm,
 - Udźwig : 225 kg,
 - Bezpieczne obciążenie robocze: 250 kg,
 - Czas trwania regulacji wysokości: 40 sek.
 - Regulowane sekcje: 4,
 - Układ hamulcowy: centralny,
 - Kółka: Ø 75 mm,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
 - Uchwyt rolki papieru,
 - Otwór na nos,
 - Duża poduszka na kark,
 - Nożna regulacja wysokości (sterowanie z ramy),
 - Specjalna szerokość blatu 70cm,
 - Specjalna szerokość blatu 80cm,
 - Grubsza tapicerka 70mm,
 - Pokrowiec z tkaniny frotte na stoły 65-70 cm,
 - Pokrowiec z tkaniny frotte na stoły 65-70 cm z wycięciem na twarz.
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24-miesiące,

